

CWBIO

康为世纪

上交所上市公司 (688426.SH)


康检幽™

幽门螺杆菌粪便核酸检测

幽门螺杆菌核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法)

注册证号：国械注准20223401755

第1证



康为世纪于2022年10月25日在上海证券交易所科创板上市，公司证券代码为688426，是一家立足分子检测底层核心技术的自主研发，在酶原料、核酸保存、样本前处理领域有十余年的研发积累，是国内少数实现分子检测核心环节完整业务布局的生物科技企业。

幽门螺杆菌精准检测专家

康检幽™与常见幽门螺杆菌检测方法对比

	康检幽™	呼气试验	粪便抗原
检测靶点	核酸	¹⁴ C或 ¹³ C	抗原
灵敏度	高	高	低
特异性	高	低	低
是否服药	否	是	否
是否有放射性	无	有	无
适用人群	所有人群	孕妇、儿童不适宜	所有人群
是否可提供耐药检测	是	否	否

专利技术



CN115433763A

一种粪便样本中RNA病毒核酸保存液及其制备方法



CN114107289A

粪便样本的核酸提取试剂盒、制备方法及提取方法



CN113637723A

一种粪便样本核酸保存液及其制备方法



CN110951726A

一种粪便中提取幽门螺杆菌DNA的方法



CWBIO
康为世纪

让每一个生命健康有为
上交所科创板上市公司(688426)

北京
地址:北京市昌平区中关村生命科学园9号院4号楼
电话:400-8980-988 邮箱:bjjw@genewill.cn

江苏
地址:泰州市中国医药城口泰路西侧陆家路东侧四期厂房G52幢58号楼
电话:400-8827-660 邮箱:service@genewill.cn

