

2024精选产品目录

Selected Product Catalog in 2024



让每一个生命健康有为
上海证券交易所上市公司 (688426.SH)



江苏康为世纪生物科技股份有限公司
4006-222-360 (免费电话)
service@cwbiotech.com
www.cwbio.com

我们的愿景

更精准，更快速，更便捷

我们的使命

让每一个生命健康有为

企业简介

COMPANY PROFILE

江苏康为世纪生物科技股份有限公司是一家立足于生命科学领域，具有自主知识产权的国家高新技术企业。公司创立于2007年，2022年成功登陆上交所科创板。以“让每一个生命健康有为”为使命，康为世纪下分原料事业部、医学诊断事业部、医学检验事业部和仪器智造事业部，是国内少数实现分子检测核心环节完整业务布局的生物科技企业。

康为原料事业部立足分子检测底层核心技术的自主研发，在酶原料、核酸保存、样本前处理领域有十余年的研发积累，700多款检测产品及服务广泛应用于科研及IVD领域，核心产品包括分子检测酶原料、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂以及分子诊断试剂盒，并向高通量测序等前沿方向积极拓展布局。

康为世纪目前已与北京大学、清华大学、中国科学院等顶尖高校和研究所开展相关业务合作，产品涵盖生物样本保存、不同样本的核酸提取、蛋白提取、PCR/qPCR及NGS建库原料和试剂盒，得到业内专家的高度认可及一致好评。使用康为世纪产品发表的高水平文献逐年提升，仅2023年上半年就有超过1500篇文章发表在国内外学术期刊中，包括Nature、Cell等国际顶级期刊。未来，我们将继续本着“让分子检测更精准、更快速、更便捷”的原则，持续提供高品质产品及优质服务，助力各类科研成果的高频输出，为生命科学事业的蓬勃发展添光增彩。

目录

核酸提取

质粒提取	01
基因组DNA提取	01
RNA提取	02
DNA/RNA共提	03
DNA纯化回收	03
磁珠法核酸提取	03
核酸提取相关	04

PCR

普通PCR	05
高保真PCR	05
高特异性PCR	05
多重PCR	06

RT-PCR

逆转录	06
染料法qPCR	06
探针法qPCR	07

克隆

07

核酸电泳

08

NGS建库

DNA建库试剂盒	09
DNA建库模块	09

样本保存

10

蛋白

蛋白提取	11
蛋白纯化	11
蛋白定量	11
蛋白电泳	11
Western Blot	12
标签抗体	13
内参抗体	13
二抗	13
免疫组化	13

核酸提取

质粒提取

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW0500M	PurePlasmid Mini Kit	200 preps	质粒小提, 适用1-5mL菌液, 高纯度, 操作简便仅需15min	¥498
Hot! CW2109S	SuperPlasmid Mini Kit	50 preps	质粒小提, 适用1-5mL菌液, 高得率、高纯度	¥298
CW2109M		200 preps		¥898
CW2106S	EndoFree Plasmid Mini Kit	50 preps	质粒小提, 适用1-5mL菌液, 去内毒素	¥298
CW0509S	Yeast Plasmid Mini Kit	50 preps	酵母质粒小提, 适用1-5mL菌液	¥498
Hot! CW2105S	EndoFree Plasmid Midi Kit	50 preps	质粒中提, 适用5-15mL菌液, 去内毒素	¥358
CW2581S	GoldHi EndoFree Plasmid Midi Kit	10 preps	质粒中提, 适用15-50mL菌液, 去内毒素	¥398
CW2104M	GoldHi EndoFree Plasmid Maxi Kit	10 preps	质粒大提, 适用100-300mL菌液, 去内毒素(初级)	¥698
CW2104XQ	GoldHi EndoFree Plasmid Maxi Kit	10 preps	质粒大提, 适用100-300mL菌液, 推柄式过滤柱去内毒素(中级)	¥698
Hot! CW2113M	GoldHi EndoFree Plasmid Maxi Kit (Plus)	10 preps	质粒大提, 适用100-300mL菌液, 去内毒素buffer ER和Endo Remover FQ双重去除内毒素(高级)	¥998
CW2107M	GoldVac EndoFree Plasmid Maxi Kit	10 preps	质粒大提, 适用100-300mL菌液, 去内毒素, 负压法	¥898

基因组DNA提取

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW2298S	Universal Genomic DNA Kit	50 preps	动物组织、细胞、血液、细菌样本通用型DNA提取	¥398
CW2298M		200 preps		¥1,298
CW2094S	Mouse Tail Genomic DNA Kit	50 preps	鼠尾样本DNA提取	¥398
CW2087S	Blood Genomic DNA Mini Kit (0.1-1ml)	50 preps	血液样本DNA提取, 适用0.1-1mL血液	¥398
CW2087M		200 preps		¥1,258
CW0541S	Blood Genomic DNA Midi Kit (1-5ml)	50 preps	血液样本DNA提取, 适用1-5mL血液	¥598
CW0544M	FlexGen Blood DNA Kit (0.1-20ml)	200 mL	血液样本DNA提取, 适用0.1-20mL血液, 非离心柱法, 样本处理量灵活	¥998
CW2603S	CWhipro Circulating Nucleic Acid Kit	50 preps	游离DNA提取, 适用0.1-1mL血清、血浆、淋巴液、尿液等无细胞体液	¥698
CW2612S	CWhipro Circulating DNA Midi Kit	10 preps	1-5mL游离DNA中量提取, 适用于血清、血浆、尿液样本, 负压法	¥798
CW2612M		50 preps		¥2,998
Hot! CW0531S	NuClean Plant Genomic DNA Kit	50 preps	植物样本DNA提取, SDS法, 普通植物和多糖多酚植物通用, 无需酚氯仿, 无需水浴和冰浴, 操作更简便	¥398
CW0531M		200 preps		¥1,258
CW0553S	Plant Genomic DNA Kit	50 preps	植物样本DNA提取, CTAB法	¥398

基因组DNA提取

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW0552S	Bacteria Genomic DNA Kit	50 preps	细菌样本DNA提取, 适用 10^6 - 10^8 个细胞, 无需酚氯仿	¥398
CW3030S	Pathogenic Microbiome DNA Kit	50 preps	病原微生物DNA提取, 适用于拭子、血液、痰液、肺泡灌洗液等混合样本, 无宿主DNA残留	¥2,598
CW2091S	Soil And Stool DNA Kit	50 preps	土壤与粪便样本DNA提取, 适用100-300mg, 含研磨管, 得率高	¥998
CW2092S	Stool Genomic DNA Kit	50 preps	粪便样本DNA提取, 适用100-300mg样本量, 操作更简便快速	¥798
CW0530S	Swab Genomic DNA Kit	50 preps	口腔拭子样本DNA提取, 干湿拭子通用, 得率0.5-3.5 μ g	¥398
CW0530M		200 preps		¥1,298
CW2655S	Saliva DNA Kit	50 preps	唾液/唾液保存液样本DNA提取	¥698
CW2646S	NuClean FFPE DNA kit	50 preps	FFPE样本DNA提取, 不涉及有机试剂二甲苯, 无需过夜操作, 配置高效微量吸附柱, 洗脱体积可低至20 μ L	¥498
CW3011S	Quick DNA Extraction Kit	5 mL	Solution A和Solution B两瓶溶液配合裂解细胞, 释放基因组DNA, 无需提取纯化, 获得的DNA可直接用于PCR实验, 适用于多种样本类型	¥258
CW3011M		50 mL		¥1,598

RNA提取

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW0580S	TRlzon Reagent	100 mL	广谱型总RNA提取试剂, 提取样本量范围广, 得率高	¥398
Hot! CW0581S	Ultrapure RNA Kit	50 preps	TRlzon+吸附柱法总RNA提取, 适用于动物组织、植物材料、各种微生物及培养细胞等多种样本, 提取的总RNA纯度高	¥598
CW0581M		200 preps		¥1,898
CW0597S	Ultrapure RNA Kit (DNase I)	50 preps	同CW0581, 含DNase I去除基因组DNA污染	¥798
CW0584S	RNApure Tissue&Cell Kit	50 preps	动物组织、细胞总RNA提取	¥798
CW0560S	RNApure Tissue&Cell Kit (DNase I)	50 preps	同CW0584, 含DNase I去除基因组DNA污染	¥998
Hot! CW2598S	OminiPlant RNA Kit (DNase I)	50 preps	植物样本总RNA提取, 普通植物和多糖多酚植物通用, 含DNase I去除基因组DNA污染, 无需酚氯仿	¥798
CW0588S	RNApure Plant Kit	50 preps	植物样本总RNA提取, 同时适用于真菌菌丝	¥798
CW0559S	RNApure Plant Kit (DNase I)	50 preps	植物样本总RNA提取, 同时适用于真菌菌丝, 含DNase I去除基因组DNA污染	¥998
CW0539S	RNApure Bacteria Kit (DNase I)	50 preps	细菌样本总RNA提取, 高效去除基因组DNA, 提取的总RNA纯度高	¥998
CW0535S	RNApure FFPE Kit	50 preps	FFPE样本总RNA提取, 无需酚/氯仿抽提和异丙醇沉淀, 无需过夜操作, 1h内即可完成多个样本的抽提	¥998
CW0586S	RNApure Virus Kit	50 preps	病毒样本RNA提取, 适用于血清、血浆、尿液、脑脊液等无细胞体液及细胞培养上清液	¥798

RNA提取

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW2281S	RNApure Circulating Reagent	50 preps	游离总RNA提取, 适用于血清、血浆、尿液样本, 提取的总RNA包含microRNA和其他小分子RNA (<200nt), 样本处理量灵活	¥498
CW0627S	miRNA Purification Kit	50 preps	miRNA提取, 也可用于其他小分子RNA (<200nt) 和总RNA提取	¥998

DNA/RNA共提

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW3023S	Viral DNA/RNA Kit V2	50 preps	病毒DNA/RNA共提取, 适用于全血、组织匀浆液、拭子, 以及血清、血浆等无细胞体液样本, 升级版, 操作更简便	¥998
CW3145S	FFPE DNA/RNA Kit	50 preps	FFPE样本DNA/RNA提取, 不涉及有机试剂二甲苯, 无需过夜操作, 配置高效微量吸附柱, 洗脱体积可低至20µL	¥1,998

DNA纯化回收

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW2301M	DNA Clean-up Kit	200 preps	DNA产物纯化试剂盒, 用从PCR产物或酶反应液(酶切, 连接, 探针标记等)中纯化回收100bp-10kb的DNA片段	¥498
Hot! CW2302M	Gel Extraction Kit	200 preps	胶回收试剂盒, 也可用于PCR产物回收纯化, 回收片段大小100bp-10kb	¥498

磁珠法核酸提取

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW2528S	Magbead Plant DNA Kit	96 preps	磁珠法植物DNA提取, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥1,398
Hot! CW2516S	Magbead Tissue DNA Kit	96 preps	磁珠法新鲜组织DNA提取, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥1,298
CW2361S	Magbead Blood DNA Kit	96 preps	磁珠法血液DNA提取, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥998
CW2504S	Magbead Blood Spots DNA Kit	96 preps	磁珠法血片DNA提取, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥1,298
CW2522S	Magbead Free-Circulating DNA Kit	96 preps	磁珠法游离DNA提取, 上样量300µL, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥1,998
CW2560S	Magbead Free-Circulating DNA Maxi Kit	2 mL×48 preps	磁珠法大体积游离DNA提取, 上样量1-10mL, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥2,398
CW2514S	Magbead Swab DNA Kit	96 preps	磁珠法口腔拭子DNA提取, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥1,998
CW2556M	Magbead Stool DNA Kit	96 preps	磁珠法土壤与粪便DNA提取, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥1,698

磁珠法核酸提取

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW2506S	Magbead Saliva DNA Kit	96 preps	磁珠法唾液DNA提取, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥1,298
CW2558M	NuClean Magbead FFPE DNA Kit	96 preps	磁珠法FFPE样本DNA提取, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥2,498
Hot! CW2509S	Magbead Viral DNA/RNA Kit	96 preps	磁珠法病毒DNA/RNA提取, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥2,898
CW3061S	Magbead Pathogenic Microbiome DNA/RNA Kit	96 preps	磁珠法病原微生物DNA/RNA提取, 适用于血浆、血清、肺泡灌洗液等无细胞体液样本, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取	¥2,998
CW2515S	Magbead Gel Extraciant Kit	96 preps	磁珠法胶回收试剂盒, 可搭配康为世纪核酸提取仪实现DNA的高通量回收纯化	¥558

核酸提取相关

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW3166M	TRIzol Pal™	100 mL	氯仿替代物, 安全无毒, 高效	¥498
CW0613S	RBC Lysis Buffer	100 mL	红细胞裂解液, 用于红细胞去除	¥48
CW0596M	RNasin	250 µL	RNA酶抑制剂, 广泛用于RT-PCR, cDNA合成, mRNA的保护, 体外转录和翻译等RNA方面的研究	¥1,298
CW0596L		1 mL		¥3,998
Hot! CW3335S	RNaseOff™ RNase Inhibitor	3000 U	冻干形式的RNA酶抑制剂, 方便运输和储存, 性能更稳定	¥298
CW3335M		20000 U		¥998
CW2090S	DNase I (RNase Free)	1000 U	DNA酶, 可去除基因组DNA污染, 用于RNA提取, 逆转录等实验	¥358
CW2572L	Proteinase K	1 g	蛋白酶K, 用于DNA、RNA制备过程中蛋白的消化	¥1,598

PCR

普通PCR

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW3339M	2×HiAmp PCR Master Mix (Dye)	5 mL	高抗逆、高扩增效率PCR Mix, 保真度是普通Taq酶的52倍, 扩增速度达10s/kb	¥698
CW0690M	2×Es Taq MasterMix (Dye)	5 mL	广谱型PCR Mix, 保真度接近pfu, 扩增速度达30s/kb	¥198
CW0690L		25 mL		¥698
CW0690H		40 mL		¥1,298
CW3009M	2×Flash PCR MasterMix (Dye)	5 mL	快速PCR Mix, 保真度是普通Taq酶的6倍, 扩增速度达5s/kb	¥198
CW3009H		40 mL		¥1,298
CW2214M	2×Taq MasterMix (for PAGE)	5 mL	PAGE胶专用PCR Mix, 不含染料	¥258
CW2313M	2×Es Taq MasterMix (for PAGE)	5 mL	PAGE胶专用PCR Mix, 不含染料, 扩增效率更高, 错配率低, 性能稳定	¥298

高保真PCR

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW2965M	2×Super Pfx Master Mix	5 mL	高保真PCR Mix, 保真度更高, 是普通Taq酶的100倍, 扩增速度达10s/kb, 扩增长度达20kb	¥998
CW2969M	2×Super Pfx Master Mix (Dye)	5 mL	同CW2965, 含染料	¥998
CW3313M	2×Super Kfx MasterMix	5 mL	高保真PCR Mix, 扩增效率更高, 扩增速度达15s/kb	¥1,198
CW3338M	2×Super Kfx Master Mix (Dye)	5 mL	同CW3313, 含染料	¥1,198

高特异性PCR

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW0939M	2×GoldStar MasterMix	5 mL	化学修饰热启动酶, 减少非特异性扩增, 扩增速度达30s/kb	¥558
CW0939L		25mL		¥2,198
CW0960M	2×GoldStar MasterMix (Dye)	5 mL	同CW0939, 含染料	¥598
CW0656M	2×GoldStar Best MasterMix	5 mL	升级版化学修饰热启动高保真酶, 扩增效率更高, 特异性更好, 扩增速度达30s/kb	¥638
CW0656L		25 mL		¥2,498
Hot! CW0655M	2×GoldStar Best MasterMix (Dye)	5 mL	同CW0656, 含染料	¥658
CW3007M	2×Flash Hot Start MasterMix (Dye)	5 mL	快速热启动酶, 节省预变性时间, 扩增速度达5s/kb	¥258
CW3007H		40 mL		¥1,798

多重PCR

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW3314S	SuperPro Multiplex PCR Mix	1 mL	兼容血液直扩, 抗抑制	¥898
CW3370S	SuperPro Multiplex PCR Mix (UNG)	1 mL	兼容血液直扩, 抗抑制, 防污染	¥998
CW3370M		5 mL		¥3,998
CW3319S	SuperPlus Multiplex PCR Mix	1 mL	扩增能力更强, 用于各种类型多重PCR, 如扩增子建库、微卫星分析、基因分型以及SNP检测等	¥1,798

RT-PCR

逆转录

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW3371M	HiFiScript All-in-one RT Master Mix for qPCR	100 rxns	qPCR专用一管式逆转录Mix, 15min同步完成去基因组和逆转录	¥1,798
CW2020M	HiFiScript gDNA Removal RT MasterMix	100 rxns	qPCR专用逆转录Mix, 2min去基因组+15min逆转录	¥1,598
CW2019M	EasyQuick RT MasterMix	200 rxns	qPCR专用逆转录Mix, 15min逆转录	¥1,498
Hot! CW2569M	HiFiScript cDNA Synthesis Kit	100 rxns	通用型逆转录试剂盒, 可用于PCR、qPCR、克隆、cDNA文库构建等, 获得的cDNA长度达12kb	¥798
CW2582M	HiFiScript gDNA Removal cDNA Synthesis Kit	100 rxns	同CW2569, 含去基因组组分	¥1,398
CW0741M	SuperRT cDNA Synthesis Kit	100 rxns	通用型逆转录试剂盒, 与RNA模板亲和力高, 可用于低浓度和二级结构复杂的模板	¥1,798
CW0744M	HiFi-MMLV cDNA Kit	100 rxns	通用型逆转录试剂盒	¥998
CW2141S	miRNA cDNA Synthesis Kit	25 rxns	miRNA cDNA合成试剂盒, 加尾法	¥1,598
CW0742S	SuperRT One Step RT-PCR Kit	100 rxns	一步法RT-qPCR, 逆转录和PCR在同一反应体系中进行	¥1,198

染料法qPCR

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW3360M	SuperStar Universal SYBR Master Mix	5 mL	多平台通用, 兼容小体系扩增和快速扩增, 高灵敏、高特异	¥998
CW3360H		40 mL		¥5,998
CW3364S	Lyophilized SuperFast Universal SYBR Master Mix	48 rxns	冻干形式的qPCR Mix, 常温储存运输, 八联排包装, 复溶后添加模板和引物即可	¥298
CW3364M		100 rxns		¥598
CW3008M	MagicSYBR Mixture	5 mL	无泡qPCR Mix, 含单管ROX, 依据不同平台进行校正	¥998
CW3008H		40 mL		¥5,998

染料法qPCR

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW0957M	SuperStar Universal SYBR Master Mix	5 mL	化学修饰热启动酶, 稳定型常规qPCR Mix	¥598
CW0957H		40 mL		¥3,598
CW2601M	SuperStar Universal SYBR Master Mix (Low ROX)	5 mL		¥658
CW2601H		40 mL		¥3,998
CW2602M	UltraSYBR Mixture (High ROX)	5 mL	20s快速热启动, 缩短反应时间, 整个qPCR反应过程可节省约40min	¥658
CW0955M	FastSYBR Mixture	5 mL		¥658
CW2621M	FastSYBR Mixture (Low ROX)	5 mL		¥658
CW2622M	FastSYBR Mixture (High ROX)	5 mL		¥658
CW0659S	UltraSYBR One Step RT-qPCR Kit	100 rxns	一步法RT-qPCR, 逆转录步骤10min	¥1,198
CW2624S	UltraSYBR One Step RT-qPCR Kit (High ROX)	100 rxns		¥1,198
CW2142S	miRNA qPCR Assay Kit	125 rxns		miRNA专用qPCR Mix, 多平台通用

探针法qPCR

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW0932M	GoldStar Probe Mixture	5 mL	金牌探针法qPCR Mix, 用于基因表达分析, 拷贝数分析, SNP基因型分析等	¥598
CW2625M	GoldStar Probe Mixture (Low ROX)	5 mL		¥658
CW2626M	GoldStar Probe Mixture (High ROX)	5 mL		¥658
CW3315S	Multipurpose SNP Genotyping qPCR MIX	1 mL	SNP分型专用探针法qPCR Mix, 支持口腔拭子液和终浓度不高于15%的血液直接扩增	¥498
CW2207S	GoldStar Probe One Step RT-qPCR Kit	100 rxns	一步法RT-qPCR, 检测灵敏度高, 荧光信号强, 非常适用于RNA病毒等微量RNA的检测	¥998
CW2632S	GoldStar Probe One Step RT-qPCR Kit (Low ROX)	100 rxns		¥1,198
CW2633S	GoldStar Probe One Step RT-qPCR Kit (High ROX)	100 rxns		¥1,198

克隆

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW3034S	One Step Seamless Cloning Mix	20 rxns	50°C反应5-15min即可快速实现1-5个片段的定向无缝克隆	¥1,198
CW3034M		50 rxns		¥2,398
CW0805S	T4 DNA Ligase	100 U	T4 DNA连接酶, 可催化平末端或粘性末端DNA的连接	¥98
CW0805M		500 U		¥398
CW0805L		5000 U		¥2,998

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW2592M	Quick DNA Ligation Kit	100 rxns	室温 (25°C) 反应5min即可完成DNA粘性末端或平末端的连接反应, 连接效率相当于用T4 DNA Ligase 进行常规连接1小时	¥498
CW0808S	DH5α Competent Cell	10 tubes	大肠杆菌DH5α菌株经特殊工艺处理得到的克隆感受态细胞, 转化效率可达10 ⁸ cfu/μg	¥188
CW0808H		80 tubes		¥998
CW0807S	TOP10 Competent Cell	10 tubes	大肠杆菌TOP10菌株经特殊工艺处理得到的克隆感受态细胞, 转化效率可达10 ⁸ cfu/μg	¥188
CW0812S	XL10-Gold Competent cell	10 tubes	克隆感受态细胞, 主要用于文库构建, 适合PCR产物、cDNA 以及其他来源的非甲基化DNA的高效转化, 转化效率可达10 ⁸ cfu/μg	¥288
CW0809S	BL21 (DE3) Competent Cell	10 tubes	表达感受态细胞, 适合表达非毒性蛋白, 转化效率可达10 ⁷ cfu/μg	¥288
CW0811S	Rosetta (DE3) Competent Cell	10 tubes	表达感受态细胞, 补充稀有密码子对应的tRNA, 转化效率可达10 ⁷ cfu/μg	¥288

核酸电泳

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW2583S	Super DNA Marker	100 preps	DNA片段大小为100bp-10000bp, 条带明亮, 性能稳定不降解	¥98
CW2583M		500 preps		¥388
CW0632S	DM2000	100 preps	DNA片段大小为100bp-2000bp, 条带明亮, 性能稳定不降解	¥98
CW0632M		500 preps		¥388
CW0636S	100bp Ladder	100 preps	DNA片段大小为100bp-1500bp, 条带明亮, 性能稳定不降解	¥98
CW0636M		500 preps		¥388
CW0641S	1kb Ladder	100 preps	DNA片段大小为1kb-10kb, 条带明亮, 性能稳定不降解	¥98
CW0641M		500 preps		¥388
Hot! CW2635S	SuperStain (10,000×in Water)	500 μL	安全无毒, 高灵敏, 高稳定, 胶染法和泡染法通用	¥598
Hot! CW2636M	6×SuperStain Loading Buffer	2.5 mL	在常规6×Loading Buffer中添加了SuperStain染料, 在制胶过程中无需加入核酸染料, 只需要将DNA与本产品混匀即可进行凝胶电泳, 避免凝胶中染料不均对条带产生的影响	¥798
CW0610S	6×DNA Loading Buffer	10 mL	6×DNA上样缓冲液, 性能稳定	¥58
CW0663S	50×TAE	500 mL	50×TAE	¥158
CW0664S	5×TBE	500 mL	5×TBE	¥98

NGS建库

DNA建库试剂盒

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW3048S	CWseq Universal DirectFast DNA Library Prep Kit(Illumina&MGI)	24 rxns	二代测序酶切法建库试剂盒 (Illumina及MGI平台)	¥2,520
CW3048M		96 rxns		¥9,120
Hot! CW3045S	Fast DNA Library Prep Set for Illumina& MGI	24 rxns	DNA文库快速制备试剂盒 (Illumina及MGI平台)	¥2,998
CW3045M		96 rxns		¥9,998
CW2639S	NGS Fast DNA Library Prep Set for Ion Torrent	24 rxns	二代测序快速DNA建库试剂盒 (Ion Torrent平台)	¥2,998
CW2639M		96 rxns		¥9,998
CW2845S	NGS TPH DNA Library Prep Set for Illumina (50 ng)	24 rxns	转座酶法二代测序快速DNA建库试剂盒 (Illumina平台, 50ng)	¥5,888
CW2845M		96 rxns		¥22,998
CW2846S	NGS TPM DNA Library Prep Set for Illumina (5 ng)	24 rxns	转座酶法二代测序快速DNA建库试剂盒 (Illumina平台, 5ng)	¥5,888
CW2846M		96 rxns		¥22,998
CW2847S	NGS TPL DNA Library Prep Set for Illumina (1 ng)	24 rxns	转座酶法二代测序快速DNA建库试剂盒 (Illumina平台, 1ng)	¥5,888
CW2847M		96 rxns		¥22,998

DNA建库模块

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW3047S	CWseq Super HiFi Amplification Mix for NGS	24 rxns	适用于高通量测序文库扩增的高保真酶	¥600
CW3047M		96 rxns		¥1,440
Hot! CW2843S	Single Cell WGA Kit (MDA)	24 rxns	基于MDA等温扩增体系的单细胞扩增, 扩增产物大小在2-100kb之间	¥4,598
CW2843M		96 rxns		¥14,998
Hot! CW2844S	Single Cell WGA Kit	24 rxns	单细胞扩增反应时间短, 总耗时约3 h, 扩增产物大小在200-1500bp之间	¥4,598
CW2844M		96 rxns		¥14,998
CW2586S	NGS Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set I)	24 rxns	二代测序接头引物试剂盒I (Illumina平台 Index Primer1-12)	¥698
CW2586M		96 rxns		¥2,498
CW2587S	NGS Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set II)	24 rxns	二代测序接头引物试剂盒II (Illumina平台 Index Primer13-24)	¥698
CW2587M		96 rxns		¥2,498

样本保存

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW2814M	cfDNA Storage Tube (PET, 5 ml)	50 tubes	PET管, 无菌, 6-37°C稳定保存游离DNA 长达14天	¥1,998
CW2815M	cfDNA Storage Tube (PET, 10 ml)	50 tubes		¥2,598
Hot! CW2816M	游离DNA样本保存管 (10 ml)	50 tubes	玻璃管, 非无菌, 6-37°C稳定保存游离DNA 长达14天	¥2,598
CW2817M	游离DNA样本保存管 (5 ml)	50 tubes		¥1,998
Hot! CW2690M	RNA Storage Tube	80 tubes	组织RNA保存管, 经保护的RNA在37°C下可保存2天, 18-25°C下可保存7天, 2-8°C下可保存4周, -20°C或-80°C下可长期保存	¥598
CW2691S	血液RNA样本保存管 (PET, 5 mL)	5 tubes	血液RNA保存管, 经保护的RNA在常温下 (15-30°C) 可保存7天, 4°C下可保存14天	¥498
CW2691M		50 tubes		¥4,978
CW2667S	唾液DNA样本保存管	1套	唾液采样盒+DNA保存管, 采样方便, 不漏液, 常温保存DNA长达数年	¥38
CW2658M	口腔拭子DNA样本保存管	50套 (含2支采样拭子/套)	口腔拭子DNA保存管, 常温下保存口腔拭子DNA长达12个月	¥1,398
CW2654M	粪便DNA样本保存管 (5 ml)	20套	粪便采样盒+DNA保存管, 取样简单, 保存方便, 常温下保存粪便中宿主与微生物的DNA至少60天, 在-20°C和-80°C下可长期保存	¥658
CW3157M	病原微生物DNA/RNA保存管	50 tubes	可直接保存肺泡灌洗液、组织匀浆液、脑脊液、脓液、胸腹水、胸腔积液等大体积病原样本或特定部位组织样本, 可在常温下保存样本1周	¥1,598
CW2657M	尿液DNA样本保存管	10套	尿液采样盒+DNA保存管, 取样简单, 保存方便, 可在6-35°C稳定保存DNA长达7天	¥498

蛋白

蛋白提取

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW2333S	RIPA Lysis Buffer (Strong)	100 mL	RIPA裂解液(强)	¥198
CW2334S	RIPA Lysis Buffer (Medium)	100 mL	RIPA裂解液(中)	¥198
Hot! CW2200S	Protease Inhibitor Cocktail (100×)	1 mL	蛋白酶抑制剂混合物	¥158
CW2383S	Phosphatase Inhibitor Cocktail (100×)	1 mL	蛋白磷酸酶抑制剂混合物	¥158
CW0199S	Nuclear and Cytoplasmic Extraction Kit	50 preps	Nc-细胞核/浆蛋白抽提试剂盒	¥498
CW0885M	Plant Protein Extraction Kit	100 preps	植物蛋白提取试剂盒	¥498
CW0889M	Mammalian Protein Extraction Kit	100 preps	哺乳动物蛋白抽提试剂盒	¥498
CW0888M	Bacterial Protein Extraction Kit	100 preps	细菌蛋白抽提试剂盒	¥498
CW0891M	Tissue Protein Extraction Kit	100 preps	组织蛋白抽提试剂盒	¥498

蛋白纯化

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW0894S	His- Tagged Protein Purification Kit (Soluble Protein)	5 mL	His标签蛋白纯化试剂盒(可溶性蛋白)	¥598
CW0893S	His-Tagged Protein Purification Kit (Inclusion Body Protein)	5 mL	His标签蛋白纯化试剂盒(包涵体蛋白)	¥598

蛋白定量

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
Hot! CW0014S	BCA Protein Assay Kit	500 microplate assays	BCA蛋白定量试剂盒	¥298
CW2011S	Micro BCA Protein Assay Kit	1600 microplate assays	微量BCA蛋白定量试剂盒	¥498
CW0013S	Super-Bradford Protein Assay Kit	800 microplate assays	Super-Bradford蛋白定量试剂盒	¥298

蛋白电泳

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
凝胶制备、蛋白上样				
Hot! CW0022S	SDS-PAGE Gel Kit	40-60 gels	SDS-PAGE凝胶制备试剂盒	¥358
CW0022M		200-300 gels		¥1,398
CW0027S	SDS-PAGE Loading Buffer (Reducing, 5×)	10 mL	还原型SDS-PAGE上样缓冲液	¥98
CW0028S	SDS-PAGE Loading Buffer (non-Reducing, 5×)	10 mL	非还原型SDS-PAGE上样缓冲液	¥98
CW0024S	30% Acr-Bis, 常用于配制各种浓度的变性及非变性聚丙烯酰胺(PAGE)凝胶	500 mL		¥418
CW0025S	SDS-PAGE Stacking Gel Buffer (4×)	200 mL	SDS-PAGE浓缩胶缓冲液, 产品中已加入10%SDS, 使用时不用另外加入	¥98
Hot! CW0026S	SDS-PAGE Separating Gel Buffer (4×)	500 mL	SDS-PAGE分离胶缓冲液, 产品中已加入10%SDS, 使用时不用另外加入	¥98

蛋白电泳

CW0045S	Tris-Glycine SDS Buffer (pH8.3, 10×)	500 mL	Tris-甘氨酸蛋白电泳液	¥128
CW2566M	Fast SDS-PAGE Running Buffer (10×)	500 mL	快速SDS-PAGE电泳液, 使用时稀释为1×工作液, 电泳所需时间为20-30min	¥578

蛋白Marker

CW2841M	Multicolor Protein Marker	100 preps	广谱彩虹预染蛋白Marker (10-180kD)	¥898
---------	---------------------------	-----------	---------------------------	------

蛋白染色

CW2012S	Protein Silver Stain Kit	20 preps	蛋白银染试剂盒	¥458
CW0023S	ProteinShow-G250 Protein Stain Reagent	250 mL	ProteinShow-G250蛋白快速染色试剂	¥98

Western Blot

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
------	------	------	------	-----

转膜

CW0044S	Tris-Glycine Transfer Buffer (pH8.3, 10×)	500 mL	Tris-甘氨酸转膜缓冲液(pH8.3, 10×)	¥128
CW0052S	Lane Marker Loading Buffer (Reducing, 5×)	5 mL	蛋白示踪上样缓冲液	¥158

封闭

CW0054M	BSA Blocking Buffer	500 mL	Western Blot封闭液(BSA)	¥198
CW2134S	One Step Western Blocking Buffer	100 mL	一步法Western专用封闭液	¥158

抗体稀释

CW2340S	Western Antibody Dilution Buffer	100 mL	Western抗体稀释液	¥108
---------	----------------------------------	--------	--------------	------

漂洗

CW0043S	TBST (pH8.0, 10×)	500 mL	TBST溶液	¥58
---------	-------------------	--------	--------	-----

显色发光

Hot! CW0049S	eECL Western Blot Kit	50 mL	高灵敏度化学发光检测试剂盒	¥258
CW0049M		250 mL		¥998
CW0050S	Soluble TMB Kit (20×)	100 mL	TMB第五显色试剂盒	¥298

膜再生

Hot! CW0056S	Stripping Buffer	100 mL	蛋白印迹膜再生液	¥98
CW0056M		500 mL		¥298

一步法快速检测

CW2029M	One Step Western Kit HRP (Rabbit)	50 preps	一步法快速WB (HRP) 试剂盒(兔)	¥998
CW2030M	One Step Western Kit HRP (Mouse)	50 preps	一步法快速WB (HRP) 试剂盒(鼠)	¥998

标签抗体

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW0285M	HRP Conjugated Anti His-Tag Mouse Monoclonal Antibody	100 μL	抗His标签鼠单克隆抗体, HRP	¥1,298
CW0286M	Anti His-Tag Mouse Monoclonal Antibody	100 μL	抗His标签鼠单克隆抗体	¥998
CW0287M	Anti Flag-Tag Mouse Monoclonal Antibody	100 μL	抗Flag标签鼠单克隆抗体	¥998
CW0299M	Anti c-Myc Mouse Monoclonal Antibody	100 μL	抗c-Myc标签鼠单克隆抗体	¥998
CW0084M	Anti GST-Tag Mouse Monoclonal Antibody	100 μL	抗GST标签鼠单克隆抗体	¥998
CW0086M	Anti GFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody	100 μL	抗GFP标签鼠单克隆抗体	¥998
CW0094M	Anti V5 Mouse Monoclonal Antibody	100 μL	抗V5标签鼠单克隆抗体	¥998

内参抗体

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW0100M	Anti GAPDH Mouse Monoclonal Antibody	100 μL	抗GAPDH鼠单克隆抗体	¥998
CW0096M	Anti β-Actin Mouse Monoclonal Antibody	100 μL	抗β-Actin鼠单克隆抗体	¥998
CW0264M	Anti β-Actin Mouse Monoclonal Antibody (Plant)	100 μL	抗β-Actin鼠单克隆抗体 (植物)	¥998
CW0098M	Anti β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody	100 μL	抗β-Tubulin鼠单克隆抗体	¥998

二抗

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW0102S	Goat Anti-Mouse IgG, HRP Conjugated	100 μL	山羊抗小鼠IgG (H+L), HRP	¥128
CW0103S	Goat Anti-Rabbit IgG, HRP Conjugated	100 μL	山羊抗兔IgG (H+L), HRP	¥128

免疫组化

产品货号	产品名称	产品规格	产品介绍	目录价
CW0125M	DAB Kit (20×)	100 mL	DAB显色试剂盒 (20×)	¥398
CW2069S	SP Rabbit & Mouse HRP Kit (DAB)	3 mL	兔/鼠通用型Streptavidin-HRP试剂盒 (DAB)	¥298
CW0133S	Antibody Diluent	20 mL	一抗稀释液	¥98
CW0130S	Normal Goat Serum For Blocking	10 mL	封闭用正常山羊血清工作液	¥68