

**CWBIO** 康为世纪

# 万物皆可PCR

一站式全能PCR解决方案

高保真

长片段

快速  
简便

直接  
扩增



多种PCR预混液等您来体验

# 试剂选对，效率翻倍！



## PCR产品选择指南

实验场景	适用样本	产品主要优势	货号	保真度	扩增长度	扩增速度	扩增能力	颜色
分子克隆 / 基因型鉴定等	裂解产物 (鼠尾、植物叶片等)、高纯度DNA	扩增能力强	CW3339	Taq酶的52倍	≤20 kb (gDNA)	10-30 s/kb	*****	蓝色
	高纯度DNA	长片段、快速扩增	CW3397	Taq酶的80倍	≤40 kb (gDNA)	1-10 s/kb	****	无色
	高纯度DNA	保真度高	CW2965	Taq酶的100倍	≤20 kb (gDNA)	10-30 s/kb	***	无色
	高纯度DNA		CW2969			10-30 s/kb	***	蓝色
	细菌、全血、鼠尾、植物叶片、细胞等	直扩PCR (含裂解液)	CW0557	Taq酶的80倍	≤20 kb (gDNA)	1-10 s/kb	****	无色



4006-222-360 (免费电话)  
 service@cwbiotech.com  
 www.cwbio.com

**CWBIO**  
 康为世纪

让每一个生命健康有为  
 上海证券交易所上市公司 (688426.SH)