


16孔磁力架

超强磁力，16孔随心所欲，核酸提取/NGS分选的科研利器



产品特点:



吸附力强

磁场强度大于5500高斯，
具有超强吸附力；



独特设计

操作便捷，离心管可紧贴
磁力架，方便分离；



独特的材质

使得磁力架轻巧之外又
经久耐用；



应用广泛

完美适配1.5/2mL的EP管，
可用于磁珠法核酸提取、
NGS及免疫沉淀等实验。

产品信息:

目录号	产品名称	产品介绍
CWE4001	16孔磁力架 (1.5mL/2mL)	适配1.5/2.0mL离心管，工作体积 0.1-2.0 mL， 共有16个独立磁力孔，每个孔由独立磁铁模块 控制，磁珠吸附相互独立。

